



升级说明

一、 如何下载离线升级包

离线升级包主要针对电脑未连接互联网的用户，请使用一台可连网的电脑登录四川美康官方网站 <http://www.medicom.com.cn>，在首页的左下角点击如下图标，即进入MCDEX升级页面。


点击网站左下角MCDEX在线升级图标进入MCDEX升级页面。

产品在线升级

二、在升级页面中点击下图所示的“点击下载升级包”，即可开始下载“MCDEX合理用药信息支持系统2011年12月升级安装包”。



三、请为升级包选择下载路径，如图所示：



四、下载完成后，将“mcdexupg1112101.rar”升级包通过U盘拷贝到已安装《MCDEX合理用药信息支持系统》的电脑上，双击解压缩。

五、解压后得到可执行程序“mcdexupg1112101.exe”，如图所示：



双击此升级程序即开始升级。

MCDEX自动升级




合理用药信息支持系统升级程序准备升级！
正在释放升级包，请稍等...

六、升级过程可能会花费较长时间，请耐心等待。



七、升级完成后将提示“是否立即运行程序”，如图所示：



选择“是”即可打开升级后的“MCDEX合理用药信息支持系统”，并直接显示如图所示界面：



八、点击“2011-12升级报告”即可查看本次升级的详细内容，如图所示：



九、点击上图中的“药物专论”、“用药教育”、“临床指南”即可查看本次升级的具体品种，如图所示：

